


TRizol[®] IN

- ✓ No phase separation
- ✓ No precipitation
- ✓ No RNA loss




RNA OUT

7 minutes from TRIzol[®] to purified RNA




Accommodates any sample in TRIzol[®], TRI Reagent[®], etc.

including cells, tissues, *in vitro* reactions, tough-to-lyse samples, FFPE, plants, microorganisms, and body fluids.




High-quality small & large RNA




High-quality small and large RNAs are effectively recovered using the Direct-zol[™] kit. RNA is DNA-free.

Non-biased miRNA recovery



The data show RNA purified from TRIzol[®] samples using the Direct-zol[™] RNA MiniPrep compared to an unbiased method (miRNA-Seq (MiSeq[®], Illumina) and a direct hybridization assay (nCounter[®], Nanostring).

Highly cited



ZYMO RESEARCH

The Beauty of Science is to Make Things Simple[®]

OZYME

Des femmes et des hommes
au service de vos recherches



ZYMO RESEARCH

The Beauty of Science is to Make Things Simple®

OZYME

Des femmes et des hommes
au service de vos recherches

Aide au choix - kits Direct-zol™ RNA*

Kits	MiniPrep Plus		MiniPrep		MicroPrep	
Référence des kits	ZR2070 / ZR2072	ZR2071 / ZR2073	ZR2050 / ZR5052	ZR2051 / ZR2053	ZR2060 / ZR2062	ZR2061 / ZR2063
TRI Reagent® (inclus oui ou non)	non	oui	non	oui	non	oui
Capacité de colonne	100 µg d'ARN		50 µg d'ARN		10 µg d'ARN	
Volume d'élution	≥ 50 µl		≥ 25 µl		≥ 6 µl	
Type d'échantillons	Cellules : ≤ 10 ⁷		Cellules : ≤ 5 x 10 ⁶		Cellules : ≤ 10 ⁶	
	Tissus : ≤ 50 mg		Tissus : ≤ 25 mg		Tissus : ≤ 5 mg	

*Disponible également en version **Direct-zol™ DNA/RNA Miniprep**

Liste des Produits Direct-zol™ DNA - RNA Kits

Référence	Désignation	Conditionnement
Purification d'ARN		
Kits sans TRI Reagent®		
ZR2060	Direct-zol RNA MicroPrep w/ Zymo-Spin IC Columns (Capped)	50 preps
ZR2060S	Direct-zol RNA MicroPrep w/ Zymo-Spin IC Columns (Capped)	10 preps
ZR2062	Direct-zol RNA MicroPrep w/ Zymo-Spin IC Columns (Capped)	200 preps
ZR2050	Direct-zol RNA MiniPrep w/ Zymo-Spin IIC Columns (Capped)	50 preps
ZR2052	Direct-zol RNA MiniPrep w/ Zymo-Spin IIC Columns (Capped)	200 preps
ZR2070T	Direct-zol RNA MiniPrep Plus w/ Zymo-Spin IIICG Columns (Capped)	10 preps
ZR2070	Direct-zol RNA MiniPrep Plus w/ Zymo-Spin IIICG Columns (Capped)	50 preps
ZR2072	Direct-zol RNA MiniPrep Plus w/ Zymo-Spin IIICG Columns (Capped)	200 preps
ZR2054	Direct-zol-96 RNA	2 x 96 preps
ZR2056	Direct-zol-96 RNA	4 x 96 Preps
ZR2100	Direct-zol-96 MagBead RNA	1 x 96 preps
ZR2102	Direct-zol-96 MagBead RNA	2 x96 preps
Kits avec TRI Reagent®		
ZR2061	Direct-zol RNA MicroPrep w/ Zymo-Spin IC Columns (Capped) supplied w/ 50 ml TRI Reagent	50 preps
ZR2063	Direct-zol RNA MicroPrep w/ Zymo-Spin IC Columns (Capped) supplied w/ 200 ml TRI Reagent	200 preps
ZR2051	Direct-zol RNA MiniPrep w/ Zymo-Spin IIC Columns (Capped) supplied w/ 50 ml TRI Reagent	50 preps
ZR2053	Direct-zol RNA MiniPrep w/ Zymo-Spin IIC Columns (Capped) supplied w/ 200 ml TRI Reagent	200 preps
ZR2071	Direct-zol RNA MiniPrep Plus w/ Zymo-Spin IIICG Columns (Capped) supplied w/ 50 ml TRI Reagent	50 preps
ZR2073	Direct-zol RNA MiniPrep Plus w/ Zymo-Spin IIICG Columns (Capped) supplied w/ 200 ml TRI Reagent	200 preps
ZR2055	Direct-zol-96 RNA supplied w/TRI Reagent	2 x 96 Preps
ZR2057	Direct-zol-96 RNA supplied w/TRI Reagent	4 x 96 Preps
ZR2101	Direct-zol-96 MagBead RNA supplied w/ TRI Reagent	2x96 preps
ZR2103	Direct-zol-96 MagBead RNA supplied w/ TRI Reagent	4x96 preps
ZR2105	Direct-zol-96 MagBead RNA supplied w/ TRI Reagent	8x96 preps
Co-purification d'ADN/ARN		
Kits sans TRI Reagent®		
ZR2080T	Direct-zol DNA/RNA Miniprep	10 preps
ZR2080	Direct-zol DNA/RNA Miniprep	50 preps
Kits avec TRI Reagent®		
ZR2081	Direct-zol DNA/RNA Miniprep w/TRI-Reagent	50 preps

Nous contacter

En savoir plus



ZYMO RESEARCH

The Beauty of Science is to Make Things Simple®

Service technique

Réactifs : 01 34 60 60 24 - tech@ozyne.fr

Instrumentation : 01 30 85 92 88 - instrum@ozyne.fr

OZYME

Des femmes et des hommes
au service de vos recherches