


ECOLOR® Prestained Protein Marker

(6,5 kDa - 270 kDa / SDS-PAGE Tris-Glycine)



4~15% TG
SDS buffer

- **Universel** : convient aux grandes et petites protéines
- **Repérage facilité** : tricolore (7 bandes bleues, 2 oranges & 1 verte)
- **Précis** : haute résolution des bandes sur gel
- **Qualité** : protéines premium et conjugaison covalente des colorants
- **Eco-friendly** : écologique & économique
 - 2 semaines à 25°C
 - 3 mois à 4°C
 - 2 ans à - 20°C

EN SAVOIR PLUS

Référence	Désignation	Conditionnement
OZYC005-25	ECOLOR Prestained Protein Marker	25 µl
OZYC005-500	ECOLOR Prestained Protein Marker	500 µl