


Tubes BD Vacutainer® : format, code couleur

Formats de tubes (taille réelle)



Codification des additifs et codes couleur

	Z / CAT	Sec (verre) ou CAT (PET)
	SST™	Activateur de coagulation + séparateur de sérum
	LH / NH	Héparine de lithium / sodium
	Barricor™ LH	Héparine de lithium + séparateur de plasma mécanique
	PST™	Héparine de lithium + séparateur de plasma
		Aprotinine / EDTA K ₃
	9NC	Citrate 1/9 pour tests de coagulation 3,2% (0,105 - 0,109 M) ou 3,8% (0,129 M)
	4NC	Citrate 1/4 pour mesure de la VS
	K ₂ E ou K ₃ E	EDTA K ₂ ou EDTA K ₃
	CAT ou K ₂ E ou NH	Éléments trace CAT (PET), EDTA K ₂ (PET) ou NH (Verre)
	FX NaF / Na ₂	Fluorure de sodium / Oxalate de potassium Fluorure de sodium / EDTA de sodium
	ACD	Acide citrique, Citrate, Dextrose

BD, le logo BD et toutes les autres marques sont la propriété de Becton, Dickinson and Company.