

OZYME


Des femmes et des hommes
au service de vos recherches

Fidelio® Hot Start DNA Polymerase

Haute-Fidélité & Efficacité

Fidélité Maximale


Le taux d'erreur le plus faible*



Le taux d'erreur **le plus faible**
comparé aux autres enzymes HF
*taux d'erreur mesuré par séquençage

Efficacité GC-rich


jusqu'à 78% (Tp GC)



Séquences d'**ADN génomique humain** avec 62,7% à **78,1%** de GC amplifiées avec succès

Longue distance

jusqu'à 20 kb



PCR à partir d'**ADN génomique humain** jusqu'à **20 kb**

Polyvalence

Humain, rat et plante



Amplifications **plus spécifiques et efficaces** à partir d'ADN génomique complexe (homme, rat ou plante) avec la Fidelio qu'avec l'enzyme HF de la compagnie T.

Référence	Désignation	Conditionnement
OZYA009-20	Fidelio® Hot Start Master Mix (version HF)	20 rxn 50 µl
OZYA009-50	Fidelio® Hot Start Master Mix (version HF)	50 rxn 50 µl
OZYA009-200	Fidelio® Hot Start Master Mix (version HF)	200 rxn 50 µl
OZYA010-20	Fidelio® Hot Start PCR Kit (incluant dNTP, Tp HF & Tp GC)	20 rxn 50 µl
OZYA010-50	Fidelio® Hot Start PCR Kit (incluant dNTP, Tp HF & Tp GC)	50 rxn 50 µl
OZYA010-200	Fidelio® Hot Start PCR Kit (incluant dNTP, Tp HF & Tp GC)	200 rxn 50 µl

POUR EN SAVOIR PLUS