

IMMUNOFLUORESCENCE : REACTIFS COMPLEMENTAIRES

Montage

Prix en ligne

Etape	Principe	Référence	Désignation	Conditionnement
OPTION Tissus animaux agés : entre immunomarquage et montage / contre-marquage	Alternative au colorant Sudan Black B pour éliminer l'autofluorescence dans les granules de lipofuscine contenus dans les tissus animaux agés (sans bruit de fond)	BTM23007	TrueBlack™ Lipofuscin Autofluorescence Quencher, 20X in DMF	1 mL
<p align="center">Montage (Compatible pour tissus, cellules fixées/perméabilisées ou cellules vivantes)</p>	Pour CF™ dyes :			
	Milieu de montage anti-photobleaching (recommandé pour les CF™ dyes / observation immédiate)	BTM23001	EverBrite™ Mounting Medium	10 ml
	Milieu de montage anti-photobleaching avec DAPI (recommandé pour les CF™ dyes / observation immédiate)	BTM23002	EverBrite™ Mounting Medium with DAPI	10 ml
	Milieu de montage 2 en 1 : montage anti-photobleaching et scellement de la lamelle (recommandé pour les CF™ dyes / observation immédiate)	BTM23003	EverBrite™ Hardset Mounting Medium	10 ml
	Milieu de montage 3 en 1 : coloration DAPI, montage anti-photobleaching et scellement de la lamelle (recommandé pour les CF™ dyes / observation immédiate)	BTM23004	EverBrite™ Hardset Mounting Medium with DAPI	10 ml
	Pour Alexa™ Fluor :			
	Milieu de montage anti-photobleaching (recommandé pour les Alexa™ / observation après 24 h)	9071S	ProLong® Gold Antifade Reagent	10 ml
	Milieu de montage anti-photobleaching avec DAPI (recommandé pour les Alexa™ / observation après 24 h)	8961S	ProLong® Gold Antifade Reagent with DAPI	10 ml
	Produit pour sceller la lamelle => remplace le vernis à ongles	BTM23005	CoverGrip™ Coverslip Sealant (flacon avec pinceau applicateur)	15 ml
		BTM23005-1	CoverGrip™ Coverslip Sealant Refill (recharge du flacon avec pinceau)	100 ml