



OZYME Des femmes et des hommes
au service de vos recherches

Le Cryolys® Evolution Module de refroidissement pour un broyage à froid




Les avantages :

- Maîtrise de la température avant, pendant et après le broyage avec un suivi en temps réel
- Autorégulation de la température par l'appareil (température cible : de 4°C à 10°C)
- Propulsion d'air ambiant refroidit sur vos tubes de broyage


Les prérequis :

- Accès à de la carboglace
- Adapté à **tous les** Precellys® Evolution

PLUS D'INFOS - VIDÉOS



- Température de l'enceinte
- Présence ou non du cryolys
- Température cible
- Mode automatique ou manuel



Régulation de la température plus précise grâce à
l'autocontrôle