

Tableau 1 : Contenu des kits de Loading Control

Référence (lien vers tarifs)	Désignation (lien vers fiche technique)	Produits inclus dans le kit (lien vers fiche technique)	Quantité	Applications	Reactivité	MW(kDa)	Isotype
5142T	Loading Control Antibody Sampler Kit (Rabbit)	COX IV (3E11) Rabbit mAb 4850	20 µl	WB	H R Mk Z B Pg	17	Rabbit IgG
				IP			
				IHC			
				IF			
				F			
		β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb 2128	20 µl	WB	H M R Mk Z B	55	Rabbit IgG
				IHC			
				IF			
				F			
		Histone H3 (D1H2) XP® Rabbit mAb 4499	20 µl	WB	H M R Mk	17	Rabbit IgG
				IHC			
				IF			
				F			
		GAPDH (D16H11) XP® Rabbit mAb 5174	20 µl	WB	H M R Mk	37	Rabbit IgG
				IHC			
				IF			
		β-Actin (D6A8) Rabbit mAb 8457	20 µl	WB	H M R Mk Dm Z	45	Rabbit IgG
				IF			
				F			
9774T	Loading Control Antibody Sampler Kit (Mouse)	Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody 7074	100 µl	WB			Goat
		β-Actin (8H10D10) Mouse mAb 3700	20 µl	WB	H M R Hm Mk Dg	45	Mouse IgG2b
				IHC			
				IF			
				F			
		α-Tubulin (DM1A) Mouse mAb 3873	20 µl	WB	H M R Mk	52	Mouse IgG1
				IHC			
				IF			
		Histone H3 (96C10) Mouse mAb 3638	20 µl	WB	H M R Mk	17	Mouse IgG1
		Anti-mouse IgG, HRP-linked Antibody 7076	100 µl	WB			Horse
4670T	Loading Control Antibody Sampler Kit (HRP Conjugate)	COX IV (3E11) Rabbit mAb (HRP Conjugate) 5247	20 µl	WB	H R Mk Z B Pg	17	Rabbit IgG
		β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb (HRP Conjugate) 5346	20 µl	WB	H M R Mk Z B	55	Rabbit IgG
		GAPDH (D16H11) XP® Rabbit mAb (HRP Conjugate) 8884	20 µl	WB	H M R Mk	37	Rabbit IgG
		β-Actin (D6A8) Rabbit mAb (HRP Conjugate) 12620	20 µl	WB	H M R Mk Dm Z	45	Rabbit IgG
		Histone H3 (D1H2) XP® Rabbit mAb (HRP Conjugate) 12648	20 µl	WB	H M R Mk	17	Rabbit IgG

Nous contacter